



**Puritan Bennett™ 560
Ventilator**



COVIDIEN

positive results for life™



Puritan Bennett™ 560 Ventilator

Independence for patients.
Peace of mind for caregivers.

患者の自立性をサポートし、介護者の安心を高めるために。




- Puritan Bennett 560は、使いやすく、高水準なパフォーマンスを発揮するポータブルベンチレータです。
- 小児（5kg以上）から成人まで、マスクもしくは気管切開の幅広い患者に、そして介護者に対しても、安全で快適な環境を提供します。
- ボリュームコントロールとプレッシャーコントロールの換気が可能です。
- 軽量・コンパクトな設計で長時間駆動可能なバッテリーを内蔵し、外出時にも使用できます。専用のバッグと車椅子を組み合わせれば更に行動範囲が広がります。
- 院内から在宅まで、幅広い環境での使用が可能です。

Increase patient mobility

外出時にも使用可能

- ・最大11時間使用可能な内部バッテリーを搭載。
- ・内部バッテリーの残量はリアルタイムで表示され使用可能時間がわかります。
- ・外部供給電源と組み合わせると、さらに稼働率が向上します。

🔋 ≈08h50



Improve medical efficacy

医療の質の向上をサポート


- ・不適切な設定ミスを防ぐため、パラメータとアラーム設定が使用中に確認できます。
- ・使用状況を24時間毎にて表示し、安全動作確認が容易に行えます。



Increase healthcare efficiency


扱いやすい設計

- ・軽量 (4.5kg) ・小型なので設置や移動が容易です。
- ・作動音は30dBA以下の静音設計です。
- ・大型のディスプレイには、設定値やアラームメッセージ、波形を表示します。



Software Option

Puritan Bennett™ Respiratory Insight softwareを使用することにより、最大12ヶ月分のトレンドデータと2日分の詳細波形データから患者データを解析できます。
データの抽出にはUSBメモリを使用します。



POWERPACK for Puritan Bennett™ 560 Ventilator

Because life should be lived, not observed.

専用外部バッテリーで移動性が更に向上



- POWERPACKはPuritan Bennett 500シリーズ専用の外部バッテリーです。
- POWERPACKだけで、最大11時間の使用が可能です。
- 軽量（約2.0kg※）・コンパクトです。
※バッテリーを1個搭載時。
- 専用モバイルケースを使用すると、車椅子にも搭載できます。



POWERPACK用アクセサリ

9091011 POWERPACK モバイルケース



10000592 POWERPACK 26CM DC ケーブル
10004308 POWERPACK 80CM DC ケーブル



10003912 POWERPACK チャージャー
10005092 POWERPACK 電源コード



Accessories for Puritan Bennett™ 560

患者や用途に合わせてご使用いただけるよう、豊富なアクセサリを取り揃えております。

10028771 エアインレットフィルタ (6個入)



2962799 酸素インレットコネクタ (10個入)



3814199 FIO₂ 測定キット



10046803 呼気ブロック (10個入)



3809899 シングルブランチ用カバー



3824600 12Vシガレットライターケーブル



10000914 リモートアラームケーブル



3829000 キャリングバッグ



9091010 モバイルバッグリュックガタケース




10000464 PB500シリーズ専用カート




DAR


5094000 成人ダブル回路1ヶ




5093900 小児ダブル回路1ヶ



5093601 成人用シングル回路




5093501 小児用シングル回路




販売名 DAR ブリージングシステム
医療機器承認番号 220AABZX00156000

Pacific Medico


51002790 ダブルスリーブH成人用回路




51002791 ダブルスリーブH小児用回路




51002792 ダブルスリーブN成人用回路



51002793 ダブルスリーブN小児用回路



51002794 スムースホースN成人用回路



販売名 ブリージングシステム
医療機器認証番号 223AFBZX00112000
製造販売業者 パシフィックメディコ株式会社

Puritan Bennett™ 560

換気モード	従量式：V A/C、V SIMV 従圧式：CPAP、PSV、P A/C、P SIMV
一回換気量	50～2000mL
深呼吸	可
換気回数	1～60回/分
Backup数	4～40回/分
I:E (A/C時)	1:4～1:1
吸気時間 (SIMV時)	0.3～2.4秒
圧	5～55hPa
PEEP	OFF、1～20hPa
Target VT	OFF、50～2000mL
Rise Time	1～4
吸気感度	OFF、1P～5
呼気感度	5～95%または-95～-5%
アラーム	低圧、高圧、Vti上限、Vti下限、Vte上限、Vte下限、 無呼吸、AC電源不良、バッテリー、 FiO2上限(オプション)、FiO2下限(オプション) *オプションのFiO2測定キット使用時
作動音	30dBA以下 設定1m
寸法	23.5(W)×31.5(D)×15.4(H)cm
重量	4.5kg
電源	AC：100-240VAC、50/60Hz DC：12-30VDC 内部バッテリー：4～11時間(新品出荷時)
消費電力	最大180VA
通信	USBポート
航空輸送規格	RTCA/DO-160:2007適合

販売名 プューリタンベネット 560
医療機器承認番号 22300BZX00031000

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び“positive results for life”はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
その他、掲載されている社名又は製品名は、各社の商標又は登録商標です。
© 2012 Covidien.

仕様は予告なしに変更となることがございます。
ご使用に際しては、必ず製品に付属の添付文書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しく
お使い下さい。



製造販売元
コウイディエン ジャパン株式会社
www.covidien.co.jp
本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号
レスピラトリ事業部 ベンチレータビジネスユニット
東京営業所 TEL (03) 5717-1440 FAX (03) 5717-1444

札幌営業所 (011) 241-5418
名古屋営業所 (052) 709-6691
大阪営業所 (06) 6455-8900
高松営業所 (087) 868-2201

仙台営業所 (022) 211-6422
 金沢営業所 (076) 232-4450
 広島営業所 (082) 536-0170
 福岡営業所 (092) 271-0276

ct-ve-560x(c4)
1212.6000